

DIMAR

Medical Devices

100%
MADE IN ITALY

***DimAir** Line*




CPAP KASK MASKE

Tek hasta non-invaziv mekanik ventilasyon için kask kullanın; Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ventilatörden ayrılma için CPAP ve BI-PAP'da da kullanılabilir. Daha fazla VERİMLİLİK, PRATİKLİK ve KONFOR sunmak için doğrudan sağlam halka üzerine yerleştirilmiş 5 ISO konektörüne sahiptir. Pnömatik olarak kapatılmış kapaklı model, hastaya hızlı ve kolay erişim sağlar.

PRATİKLİK Çift Sağ ve Sol simetrik konektörler, herhangi bir tarafa yerleştirilmiş ekipman ile pratik ve kolay bağlantı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Pnömatik contalı açılabilir kapak
- Tek hasta kullanımı
- Biyolojik olarak uyumlu bir plastik malzemeden yapılmış
- Ülserasyonu azaltmak için antibakteriyel CoolMax® malzemeden yapılmış koruyucu pedli yumuşak ve esnek kayış
- 5 Sağ ve Sol simetrik konektörler
- Ek / alternatif bağlantı için kaskın üstüne 2 sabitleme halkası
- 22M, 22F ISO bağlantılar
- Lateks içermez



“Kuşgözü” ek bağlantısı, amper altındaki ülser oluşumunu önler ve inspiratuar tetik reaksiyonunu ve hasta ile ventilatör arasındaki senkronizasyonu iyileştirir

AVANTAJLAR

- Etkili, Pratik ve Konforlu
- Tetikleme reaksiyon gecikmesi <0,1
- Hasta yüzüne hızlı erişim
- Kaskı çıkarmadan besleme ve weaning işlemlerini yapma imkanı
- Gaz giriş ve çıkışları aynı tarafa ters çevrilebilir veya bağlanabilir; bu şekilde hastalar kendi taraflarına da yerleştirilebilir

REFERENCES

KOD Standart	BEDEN	Boyun Çevresi cm.	Dahili Volüm** Lt. (BaşHariç)
REF 500/9717	M	35 ÷ 39	10
REF 500/9718	L	39 ÷ 43	10
REF 500/9719	XL	43 ÷ 47	11

Tek Paket

**+/- yaka ve hastanın kafası hariç boyutsal toleranslar